













Laboratorio di Bioelettronica (Biotecnomed)

Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
<p>Bromografo doppia faccia con pompa a vuoto per la realizzazione di schede elettroniche (PCB) flessibili</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Il bromografo faccia permette, tramite esposizione a raggi UV, di fissare le stampe dei circuiti elettronici su superfici ramate, al fine di preservare la superficie coperta durante il processo di incisione chimica. Con un sistema di doppia esposizione, è possibile esporre alla radiazione UV due contemporaneamente due facce della stessa scheda. La pompa a vuoto permette di eliminare eventuali bolle che si formano tra la superficie della scheda e il foglio lucido sul quale è stampata l'immagine del circuito da trasferire.</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>Stampante 3D per prototipazione di schede elettroniche flessibili e standard</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Stampante "Voltera V-One" per la stampa con inchiostro conduttivo a altri inchiostri speciali, e per la prototipazione rapida di circuiti elettronici su qualunque tipo di materiale (plastico, flessibile, ecc...) e per automatizzare le fasi di "pick and-place" e saldatura nei PCB standard.</p>	<p>Nessuna</p>	



<p>Vasca per trattamento schede elettroniche (PCB) flessibili</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Vasca per l'incisione di schede di rame in soluzione corrosiva. Le piastre di rame con i circuiti stampati e impressionati, vengono immerse in una soluzione corrosiva (es. cloruro ferrico). La vasca controlla il processo di incisione dei circuiti elettronici riscaldando e agitando la soluzione fino allo sviluppo completo del circuito tramite scioglimento del rame in eccesso.</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>Macchina UV</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema di esposizione a raggi ultravioletti per il trattamento di schede elettroniche e di materiali vari e per la funzionalizzazione di superfici. Permette inoltre di solidificare resine in tempi ridotti ai fini dell'incollaggio permanente tra superfici.</p>	<p>Nessuna</p>	



Software di progettazione elettronica	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Microscopio digitale	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Supporto per microscopio	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	



Termocamera	Da acquistare		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
Termometro a infrarossi	Da acquistare		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
Alimentatore da banco	Da acquistare		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	




Fotocamera	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Treppiede	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Pirografo	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Software simulazione 3d	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n°1243 del 01/03/2023	




<p>LPKF Protomat s64 e componenti</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n°1243 del 01/03/2023</p>	
<p>Fornitura e posa in opera di un sistema clima per il locale CED</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n°1243 del 01/03/2023</p>	<p>NON ACQUISTATO</p>
<p>Batterie in piombo</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n°1243 del 01/03/2023</p>	




Laboratorio di Biomeccanica (Biotecnomed)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
Software di ricostruzione tridimensionale da immagini	Da acquistare	Piattaforma software di elaborazione di immagini per la progettazione e la modellazione 3D. Viene utilizzata per creare modelli 3D da sequenze di immagini bidimensionali (Tomografia Computerizzata, Risonanza Magnetica, etc) mediante il processo di segmentazione.	Nessuna	
Software di analisi strutturale/biomeccanica	Da acquistare	Suite di programmi che offre la possibilità di simulare una vasta gamma di scenari fisici relativi al comportamento termico e strutturale di un componente: l'analisi termica stazionaria e transitoria (conduzione, convezione e irraggiamento), l'analisi strutturale statica, lineare e non, per determinare il campo di tensioni e deformazioni qualora eventuali effetti dinamici siano trascurabili, l'analisi transitoria che consente di valutare effetti dinamici legati a carichi variabili nel tempo ed una vasta gamma di ulteriori analisi specifiche.	Nessuna	
Software CAD 3D per la gestione e la modifica di scheletrati	Da acquistare	Software 3D dedicato alla progettazione e modellazione scheletrati. Consente la creazione di modelli protesici personalizzati, impostazioni e funzioni speciali per materiali biocompatibili, l'integrazione con macchine CN e scanner 3D.	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione

<p>Stampante 3D per prototipazione rapida multimateriali</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Stampante 3D con un'area di stampa di 40 x 70 cm adattata prototipazione di prodotti di grandi volumi. Permette di lavorare, a camera chiusa, con diversi materiali (ABS, Nylon, ecc.).</p>	<p>Nessuna</p>		
<p>Scanner 3D per acquisizione a distanza</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Scanner 3D portatile, senza contatto, ad alta precisione e velocità di scansione, per la digitalizzazione tridimensionale di modelli fisici, dotato di un'estrema maneggevolezza e facilità di utilizzo. Permette di catturare forme tridimensionali riprendendo l'oggetto, consentendoci di ottenere un modello virtuale identico all'originale e assolutamente realistico. Sarà utilizzato in applicazioni di reverse engineering e in applicazioni mediche per la scansione di parti anatomiche ai fini della progettazione 3D.</p>	<p>Nessuna</p>		

<p>Plugin per importare scansioni 3D su Software CAD</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Strumento software collegato direttamente all'ambiente CAD con funzionalità avanzate per trasferire nel processodi progettazione dati di scansione e nuvole di punti. Supporta una vasta gamma di scanner 3D, permettendo l'importazione di diversi formati di file di punti e poligonali standard. Consente di importare dati o scansioni direttamente nell'ambiente CAD e utilizzare le procedure di estrazione basate su feature per estrarre schizzi, superfici e solidi CAD.</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>Base rotazione scanner 3D</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Strumento automatico di supporto alla scansione 3D di corpi od oggetti di medie dimensioni. Si tratta di una torresu cui è montato lo scanner. Consente di spostare la telecamera verso l'alto, verso il basso e inclinare lo scannercon un controllo totale della velocità e della direzione.</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>Scanner 3D intraorale per acquisizioni di dettaglio</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Lo scanner di precisione 3D è un sistema di misurazione tridimensionale utilizzato per catturare informazioni di dettaglio sulla forma e le dimensioni di scheletrati e piccolecavità attraverso la sola emissione di un fascio luminoso. Le informazioni raccolte da queste telecamere vengono processate da un software dedicato, che ricostruisce in maniera accurata il modello 3D delle strutture desiderate.</p>	<p>Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>

<p>Biostampante 3D per la prototipazione di materiali biocompatibili</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Si presenta come una stampante 3D desktop FFF (Fused Filament Fabrication) standard. La differenza sostanziale rispetto alle tradizionali stampanti 3D consiste nell'uso di un materiale speciale ("Inkgel"). Impiega un processo di stampa 3D a estrusione pneumatica. Dispone di un sistema a camera bianca sterilizzata. Permette la stampa di substrati utilizzando un'ampia gamma di biomateriali, al fine di realizzare elementi biocompatibili.</p>	<p>Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
<p>Plotter da banco di taglio</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Plotter di taglio da banco, per tagliare sagome su moltissimi materiali, tra cui carta, cartoncino, vinile adesivo, termoadesivo, tessuto etc. fino a 30,50 centimetri di larghezza e 3 metri di lunghezza. Utilizzando la sua tecnologia di lettura ottica, abbinata ad una qualunque stampante laser o inkjet, può effettuare in modo automatico lavori di stampa, taglio e scontorno.</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>3 workstation</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Workstation con capacità di elaborazione e rendering 3D per la gestione e per l'esecuzione dei software di elaborazione di immagini, modellazione, progettazione 3D, rendering 3D e analisi strutturale agli elementi finiti (FEM)</p>	<p>Nessuna</p>	



Computer	Da acquistare	Computer portatile da utilizzare con le macchine di scansione (scanner 3D portatile a distanza, scanner 3D portatile di dettaglio)	Nessuna		
Macchina per cucire e ricamare (per la realizzazione di dispositivi wearable)	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
Sistema di colata sottovuoto	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		

					
Graffettatrice	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
Aerografo	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		


Tronchese a tagliente	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Macchina per taglio fogli materiali	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Tornio da banco	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Penna 3D	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	


Stampante 3D	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n°1243 del 01/03/2023		
Scatola creality per filamento 3D	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n°1243 del 01/03/2023		

Laboratorio di Bioinformatica (Biotecnomed)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco

<p>Server HPC (High Performance Computer) ottimizzato per Deep Learning e Artificial intelligence</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Server HPC (High Performance Computer) GPX XT4- 2160V4-3GPU, fattore di forma rack, dotato di processore video della famiglia NVIDIA in configurazione SLI. Il server è ottimizzato per l'utilizzo della piattaforma CUDper la parallelizzazione del calcolo. Specifico per supportare applicazioni di Machine Learning basate sui più avanzati modelli e framework per le reti neurali.</p>	<p>Nessuna</p>		
<p>7 UPS</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>Arredi per laboratorio</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		

				
PC multimediale	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n°1243 del 01/03/2023	



<p>Video, tastiera, mouse e cuffie per PC multimediale</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n°1243 del 01/03/2023</p>	
--	----------------------	--	---	---

Laboratorio di Proteomica e Spettrometria di Massa (socio UNICZ)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
REAL TIME PCR MODELO QUANTSTUDIO 7 FLEX REAL TIME PCR SYSTEM	Da acquistare	Apparato per amplificazione dna	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
CHEMIDOC IMAGING SYSTEM	Da acquistare	Gli imager di ChemiDoc offrono le migliori prestazioni della categoria con la facilità d'uso per la rilevazione della fluorescenza a luce visibile (RGB) e lontano / vicino infrarosso (FR / NIR) e di tutte le applicazioni generali di documentazione gel. L'imaging priva di immagini consente la visualizzazione immediata delle proteine senza colorazione del gel e verifica istantanea del trasferimento di proteine alle macchie.	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione

GENE PULSER XCELL TOTAL SYSTEMFOR EUKAR AND MICROB	Da acquistare	Il sistema Gene Pulser Xcell™ è un sistema di elettroporazione modulare per trasfettare ogni tipo dicellula. Il sistema comprende un'unità principale, una camera per cuvette ShockPod™ e la scelta dei moduliaccessori: l'estensore di capacità (modulo CE) e il controller a impulsi (modulo PC)	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
C1000 TOUCH CYCLER W/48W FS RM	Da acquistare	Il termociclatore Touch C1000 offre prestazioni superiori e un ampio touch screen a colori per una facile programmazione. Questa piattaforma completamente modulare è in grado di soddisfare diverse esigenze di throughput con moduli di reazionefacilmente intercambiabili che si scambiano in pochi secondi senza strumenti. Ogni modulo PCR ha un coperchio riscaldato completamente regolabile che supporta un'ampia gamma di vasi e sigillanti, comprese piastre PCR a basso profilo e altezzastandard.	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
CRYO-VIAL BOXES (21 VIALS)	Da acquistare	Conserva in modo economico fino a 6.000 campioni nelsistema di rack e box Thermo Scientific™ Locator™ Plus che semplifica il prelievo dei campioni e consumaazoto liquido minimo. Questo sistema indicizzato è disponibile con monitor di livello a ultrasuoni.	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
HC PL FLUOTAR 100X/1.32 OIL PH3 + PC	Da acquistare	Obiettivo per correzione del colore appropriata per lacolocalizzazione in campioni multicolori. Inoltre, alta trasmissione di un obiettivo perl'eccitazione e l'emissione le lunghezze d'onda sono necessarie per la massima luminosità dell'immagine	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
MULTISKAN SKY WITH CUVETTE ANDTOUCH SCREEN + DROP PLATE	Da acquistare	spettrofotometro per micropiastre progettato per essere eccezionalmente conveniente e facile da usare praticamente per qualsiasi applicazione di ricerca fotometrica, in particolare analisi di DNA, RNA e	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione



		proteine.		
REFURB. Q EXACTIVE PLUS SYSTEM	Da acquistare	Lo spettrometro di massa ibrido quadrupolare- Orbitrap esattivo combina la selezione del precursore quadrupolare ad alte prestazioni con rivelazione Orbitrap™ ad alta risoluzione e massa accurata (HR / AM).	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
KING FISHER DUO PRIME	Da acquistare	Raccogli alti rendimenti di acidi nucleici di qualità da una varietà di materiali di partenza con il sistema di purificazione KingFisher™ Duo Prime Thermo Scientific™. Questo strumento compatto è ideale per i laboratori che richiedono la purificazione dell'acido nucleico ed è facilmente modificabile per l'uso in proteomica e isolamento cellulare. Fornisce un'eccellente riproducibilità con un tempo minimo di utilizzo e ha un ingombro ridotto in laboratorio. Nuove funzionalità, tra cui una lampada UV per una facile decontaminazione e un lettore di codici a barre opzionale migliorano la funzionalità.	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
THERMO SCIENTIFIC FORMA ULTFREEZER, -86C, 300 BOX	Da acquistare	Fornire una protezione del campione senza compromessi per applicazioni da -50 ° a -86 ° C con i congelatori a temperatura ultra-bassa verticale ThermoScientific™ Forma™ serie 900 - 86 ° C. Disponibili in modelli a porta singola o doppia, questi congelatori sono progettati per la protezione e l'affidabilità quotidiana dei campioni	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione

Biofotometro	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Transblot	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione



SimplyAmp termociclatore	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
Uvitec Alliance Q9 Mini	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		

Seahorse XF-96 Analyzer	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	 A photograph of the Seahorse XF-96 Analyzer, a white laboratory instrument with a blue top section and a transparent viewing window.	
Freezer -20°C	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	 A close-up photograph of a freezer's control panel. It features a digital display showing '-27.6' in green, with blue up and down arrow buttons. Below the display, there is a label that reads 'TSX Series powered by V-Drive' and several smaller logos and text.	

<p>Bilancia di precisione</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	
<p>Strumentazione a supporto dello strumento ibrido nano LC-MS/MS composta dalle seguenti attrezzature:</p>				
<p>QS3 0.2ML QPCR SYSTEM, LAPTOP</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	


<p>QS 3 0.1 LAP 1YR EW 0.5D ORIENT REAL TIME PCR 96 WELL FAST BLOCCO 0.1ML</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>MICROSCOPIO LEICA DMIL LED CON FOTOCAMERA DFC3000G</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		


GloMax(R) Explorer Fully Loaded Model	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
CAPP A FLUSSO LAMINARE CON ACCESSORI	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione	


<p>Centrifuga 5810R e S-4-104/56xF 15/28xF 50</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>CENTRIFUGA SL40R 75004527</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		


<p>h5405 000 514 Centrif 5425, manopole, FA-24x2, CE-GLP con rotore e coperchio</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
---	--------------------------	--	--	---


Laboratorio di Oncologia Molecolare e Genomica Funzionale (socio UNICZ) – chiamato nel rendiconto “CIS di Genomica e Patologia Molecolare”				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco


<p>BD FACSAria™ III Violet 405nm Upgrade Kit</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Citometro automatico / da banco / digitale / di flusso</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>UPGRADE BD LSRFortessa™ X20 s/n H657662R0001</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Analizzatori ad alta tecnologia, offre una flessibilità senza limiti nella scelta fra linee di eccitazione laser e filtri per la selezione dei segnali di emissione</p>	<p>Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>

<p>1 ANALIZZATORE GENETICO MODELLO ABI PRISM 3500DX COMPRENSIVO 1 PC E TERMOCICLATORE 0.2 ML VERITI DX 96</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema per eseguire pcr digitale</p>	<p>Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>1 DIGITAL PCR QS3D PROFLEX</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema per eseguire pcr digitale</p>	<p>Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>	
<p>Strumentazione a supporto della PIATTAFORMA ILLUMINAHISEQ composta dalle seguenti attrezzature:</p>					
<p>SISTEMA 4471136 FLOID CELL IMAGING STATION COMPLETO DI 4472351 PRINTER FLOID E 4472389 INK/LABEL 2.1X3.4INCH,KC-18IF</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>	



<p>MED X-RAY PROC 2000 (212) 220V50HZ</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
<p>H5811000320 PACCHETTO COMPOSTO DA: cENTRIFUGA 5810R REFRIGERATA CON ROTORE BASCULANTE A-4- 62 CESTELLI E ADATTATORI PER TUBI FALCON R DA 15ML (36 TUBI) E 50 ML (16 TUBI)</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>

<p>WORKFLOW DOCUMENTALE 10 UTENTI CONCORRENTI DA ABBINARE OBBLIGATORIAMENTE A DWORK10ASS</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
<p>UNITA' DI VENTILAZIONE EASY FLOW COMPLETA DI GIUNTI DI COLLEGAMENTO</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>
<p>MICRO CL 21 REF CON ROTOR</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	

CRYOSYSTEM 750 con Telai da 2 X5012G	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
Frigorifero da laboratorio Tipo LCv4010 frigorifero congelatore , Capacità 254/ 107 l, Dim. est. (L x P x H) 600 x 615 x 2000 mm, Dim. interne (L x P x H) 440 x 435 x 1105 431 x 435 x 597 mm, Consumo 1,8 kWh (24h), Campo di temp. max	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
SIMCA University Term License - 3 years	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione

F15-6x100 FIBERLITE ROTOR	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
---------------------------	---------------	--	---	---	--


Laboratorio di Neuroimmagini (socio UNICZ)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
WORKSTATION DI POST-ELABORAZIONE STAND-ALONE A AW VOLUME SHARE 7 –	Da acquistare	SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE E POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI VS7	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
advanced diffusion #nmr	Da acquistare	Pacchetto di sequenze ad alta risoluzione	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione


The EyeLink® Portable Duo	Da acquistare	Misurazione dei tracciati oculari (eye-tracking)	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
SISTEMA SYNGO.VIA	Da acquistare	syngo.via Frontier è una piattaforma integrata che offre un accesso ai prototipi SOFTWARE DI RICERCA	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
SERVER			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	

				
Stimolazione magnetica Super rapid2 plus			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	


KEY POINT Potenziali
Evocati Multimodalità E
Stimolatore per potenziali
evocati laser


Aggiunto con rimodulazione
Protocollo Fincalabra n° 7582 del
01/08/2019





<p>THERMO SCIENTIFIC FORMA ULT FREEZER, - 86C, 300 BOX</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
--	--	--	--	---	--

Stumentazione a supporto di PET-Risonanza Magnetica(PET/MR) composta dalle seguenti attrezzature:



<p>SERENE SOUND AUDIO SYSTEM PER STIMOLAZIONE UDITIVA</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
---	--	--	--	--	--




<p>MACPRO QUAD CORE CON STAFFA HDD EXT TIME MACHINE</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>FileMaker Pro 15 e File Maker Server 15</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>	
<p>LICENZA</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>	
<p>CONGELATORE -25°C MODELLO DS-BB7PR</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>	

<p>Rinnovo sistema webinar per 12 mesi con le seguenti caratteristiche: Massimo 25 utenti simultanei per l'esecuzione di seminari on-line con possibilità di concedere intervento ai discenti secondo volontà del docente o del moderatore Pacchetto aggiuntivo per 100 registrazioni</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>RINNOVO SOFTWARE</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		

<p>Fornitura, configurazione ed installazione n.1 Access Point Aruba Instant IAP-325 come da ns. Prot. CCM18-18 del 14/06/18</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	 A photograph of a white, circular Aruba Instant IAP-325 Access Point. The device has the 'aruba' logo on its top surface and a small label with technical specifications. It is connected to a red Ethernet cable.	
<p>SOFTWARE</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	 A photograph of a computer monitor displaying a Windows desktop environment. The desktop background is blue, and the screen is filled with numerous application icons. A taskbar is visible at the bottom of the screen.	

<p>STEPWATCH USB DOCKING STATION AND CABLE SW1001</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>APPARECCHIATURA SW1001 STEPWATCH USB DICKING STATION</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		

NAS SYNOLOGY 2*3TB RED			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
Sistema per la Sintesi dei Radiofarmaci composto dalle seguenti attrezzature:					
MODULO POSIZIONAMENTO 3D			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione	
CAPPA A FLUSSO LAMINARE FHB-10			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		



SCHERMI PROTEZ.MOBILE BMI-30			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
BANCO DA LAVORO WT1			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
Arredo metallico per rivestimento videowall			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		

BANCO DA LAVORO WT3			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
CONT.RIFIUTI RADIOAT.CR20-05			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
CONTENIT.TRASP.PREL.PF1			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	


MENSOLE RIVESTITE ACCIAIO			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
CONTENITORE SCHERMATO PSN			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
CONTENITORE PORTAT.CP2			Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		

<p>SCHERMATURA*SIRINGHE BHT-5</p>			<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Laboratorio di Farmacologia e Farmacoterapia Avanzata e dei Sistemi (socio UNICZ)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco

Automated System for automatic animal behaviour Complete of Mazes	Da acquistare	SISTEMA PER VALUTARE IL COMPORTAMENTO ANIMALE	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Anestesia System for Rodents Complete; STEREOTASSICO; EEG system for rodents	Da acquistare	SISTEMA PER ANESTESIA SU RATTI	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
ATTREZZATURE PER STABULARIO	Da acquistare	ATTREZZATURE PER STABULARIO	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	


				 
--	--	--	--	--

				 
--	--	--	--	--





--	--	--	--



				
--	--	--	--	---



				 
--	--	--	--	--


				 
--	--	--	--	---


				
TELECAMERA	Da acquistare	SISTEMA PER VALUTAZIONI COMPORTAMENTALI	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
ELETTROCARDIOGRAFO PER ANIMALI DA LABORATORIO	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	


Laboratorio di Citofluorimetria Avanzata (socio UNICZ)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
Citofluorimetro	Da acquistare	Sistema chirurgico per topi	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione

Laboratorio di Ricerca di base (socio UNICAL)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
1 real time PCR modelo QuantStudio 3 Flex Real Time PCR System comprensivo di PC	da acquistare	Attrezzature di accuratezza dei dati e la sensibilità per una vasta gamma di applicazioni di genomica	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Laboratorio di Medicina Traslazionale (socio UNICAL)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
Analizzatore di fisisorbimento automatico Gemini	Da acquistare	Analizzatore rapido idoneo a svolgere misure per la determinazione della superficie specifica BET	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Mastersize 3000 + hidro dv	Da acquistare	diffratometro di massa	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione



Laboratorio di Bioingegneria (socio UNICAL)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
Termocamera ad alte prestazioni per applicazioni scientifiche e di ricerca	Da acquistare	Apparecchiatura elettronica biomedicale per misurazione di parametri clinici	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
ACE_MLBX	Da acquistare	Attrezzature per la progettazione, analisi, simulazione, prototipazione, validazione numerica e sperimentale di meccanismi sistemi articolati biomeccanici nell'ambito della assistenza sanitaria e specificatamente nell'ambito dello sviluppo di ausili alla riabilitazione	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Microfocus X-ray source 150kV - Flat panel sensor, power supply, grabber, cables and HiPic software	Da acquistare	implementazione tecniche avanzate di imaging radiografico 3D, basate sul contrasto di fase (PhaseContrast - Computed Axial Tomography) . 1) Diagnostica per immagini ad alta risoluzione 2) Nuove metodologie diagnostiche per le malattiecroniche e complesse e nuove formulazioni farmaceutiche	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione

Laboratorio di fisiopatologia del movimento, LFM (socio Istituto S. Anna)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
Truscan Eeg 64CH	Da acquistare	Sistema Elettro Encefalo Grafico avanzato a 64 Canali, completo di fotostimolatore e modulo per potenziali evocati.	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
TruTrace EMG 8 Canali	Da acquistare	Sistema Elettro Miografico per studi di studi di conduzione motoria e sensitiva (singoli o combinati), Onda F - Blink Reflex - Riflesso H, Stimolazione ripetitiva, EMG ad ago, EMG spontanea, EMG volontaria, EMG multicanale, MUP - analisi Singola Unità Motoria, analisi Turns/Amplitude.	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	


Magstim 200 N.3231-00	Da acquistare	Sistema per la stimolazione magnetica avanzata, ripetitivo a singolo impulso con funzionalità ad alta frequenza	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
MindMedia Nexus BioFeedBack	Da acquistare	Sistema per applicazioni di biofeedback e neurofeedback che fornisce la possibilità di misurare un'ampia gamma di segnali, tra cui EEG, tono muscolare, frequenza cardiaca, livello di perfusione, respiro, temperatura e molti altri.	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione	

<p>Navigatore TMS + Coil</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema di Neuronavigazione Softaxis ottico completo di ricostruzione 3D e navigazione stereotassica sul modello tridimensionale del cervello o sulle immagini di RM nelle 3 viste: assiale, coronale e sagittale</p>	<p>Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>BTS Podium</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema 3D Real Time per la valutazione dell'analisi delle forze biomeccaniche in condizione statiche e dinamiche per il training, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento riabilitativo.</p>	<p>Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>	
<p>Erigo Pro con FES Integrata</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Letto robotizzato elevazione Stepper e Fes integrato; Tavolo basculante dotato di stepper passivo integrato controllato da microprocessori che generano i movimenti fisiologici delle gambe.</p>	<p>Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>	



<p>Khymeia OAK</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema integrato innovativo per la valutazione e la prevenzione dei rischi di caduta. I test di valutazione si basano su scale internazionali, clinicamente e scientificamente convalidate, digitalizzate in ambiente di realtà virtuale.</p>	<p>Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
<p>Sistema Geo System Evolution</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema per la valutazione ed il recupero del camminodotato di una serie più complessa di schemi del passo alla sola simulazione del cammino sul piano, come ad esempio i movimenti per salire e scendere le scale. Il G – EO System Evolution offre inoltre il vantaggio del “controllo intelligente”, che consente alla macchina di reagire attivamente e in tempo reale alle capacità del paziente. Il G – EO System Evolution fornisce anche un maggiore feedback ai pazienti e tramite “scenari visivi”, può simulare le passeggiate sui sentieri.</p>	<p>Nessuna</p>	


					
Tyromotion Myro	Da acquistare	<p>Superficie interattiva, utilizzata per persone con problemi neurologici, ortopedici e pediatrici, con disturbi a livello cognitivo e motorio. MYRO si basa su manipolazione interattiva di oggetti reali, controllo di forza e applicazioni touch. Il beneficio dato dall'utilizzo combinato di queste tre modalità di controllo è il diretto collegamento alle attività della vita quotidiana, permettendo di migliorare coordinazione, concentrazione e impiego della forza.</p>	<p>Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		

<p>MDSISTEMA PROPRIOCETTIVO- STABILOMETRICO</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Pedana mobile Multi-assiale per la valutazione e l'esercizio proprocettivo con regolazione elettronica della stabilità, blocco monoassiale e sensore per il tronco.</p>	<p>Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>Tecnobody Light G</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema software di realtà potenziata e realtà virtuale che consente digitalizzare la persona, marcarla al fine di correggere l'assetto posturale e generare avatar anatomico 3D che evidenzia in modo dinamico l'attivazione muscolare durante il training.</p>	<p>Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
<p>SISTEMA POSTURAL BENCH MF</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema per la valutazione e l'allenamento delle tensioni muscolari e dissimmetrie delle catene fasciali posteriori del corpo.</p>	<p>Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		

Treadmill Walker View	Da acquistare	Sistema di treadmill con nastro sensorizzato per l'analisi del passo 3D integrata e telecamere 3D per l'analisi posturale dinamica durante la camminata e la corsa con controllo posturale.	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
-----------------------	---------------	---	---	--	--

<p>Sistema Isoshift</p>	<p>Da acquistare</p>	<p>Sistema di functional training a cavi che incorpora l'abilità di conoscere i movimenti dell'utente unitamente al suo equilibrio e postura specifico per lavalutazione ed il training isotonico degli arti superiori ed inferiori.</p>	<p>Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
-------------------------	----------------------	--	---	--	--

Server MF Tecnobody	Da acquistare	Sistema di gestione integrato del laboratorio di analisi del movimento con scheda cliente digitale.	Nessuna		
Circle Vibra	Da acquistare	Sistema che genera vibrazioni mecano sonore selettive per il trattamento non invasivo di patologie muscolari e neuro-muscolari.	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione	
g.Tech - g.HIamp 144 ch- EEG High Density 144 ch	Da acquistare	Sistema Elettro Encefalo Grafico ad Alta Densità con 144 canali di acquisizione di segnale EEG/EP ed EEG-TMS., per la rilevazione dell'attività elettrica media delle popolazioni neuronali su larga scala di livello.	Nessuna		

Video Bronco-Larino Scopio Karl Storz	Da acquistare	Sistema per video broncoscopia e rino laringoscopia per la valutazione e l'osservazione diretta delle vie aeree e per la valutazione della performance respiratoria.	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
Philips Respironics easy cough	Da acquistare	Sistema per fluidificare, mobilizzare ed evacuare le secrezioni, erogando vibrazioni oscillatorie ad alta frequenza mentre applica alle vie aeree una pressione positiva per poi passare ad una pressione negativa che simula la tosse naturale, indicato per l'uso con persone con picco di flusso espiratorio inferiore alla norma.	Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Spirometro	Da acquistare	strumento per misurare i volumi polmonari che misura i movimenti (volumi) di aria provocati dal paziente che inspira ed espira attraverso il sensore in un periodo di tempo specificato. Consente di avere una curva in tempo reale di più di 30 parametri con interpretazione automatica e possibilità di visualizzare fino a 8 curve con opzione SPO2.	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Sistema Smart Balance Master Neurocom	Da acquistare	Sistema per assetto sensoriale, motorio o riabilitativo di pazienti con disturbi dell'equilibrio.	Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione

<p>Sistema Ekso Bionics</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>		
-----------------------------	----------------------	--	--	---	--

ONDE D'URTO MOD.
Swiss Dolorclast
MASTER "TOUCH"
Configurazione "EVO
BLUE" Unità di
controllo pneumatica-
balistica 20HZ.
Completa di Set
manipolo EVO BLUE,
manipolo Power,
carrello e compressore
7,5 b. oil free - MARCA
EMS

Da
acquistare

Aggiunto con
rimodulazione
Protocollo Fincalabra n°
7582 del 01/08/2019





SISTEMA PABLO® X2



Da
acquistare

Aggiunto con
rimodulazione
Protocollo Fincalabra n°
7582 del 01/08/2019




TYROSTATION	Da acquistare		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
Sistema videowall	Da acquistare		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>

Cicloergometro ergoselect	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
Ergostick Sistema integrato	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
Misuratore di pressione Tango	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
Kit SpO2 Nonin	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		
Supporto Tango	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019		

<p>Khymeia Vrrs</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>			
---------------------	----------------------	--	--	---	---	--


Laboratorio di Diagnostica Morfologica ed elaborazione Big Data (socio Marrelli Health)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
N.2 Ecografo Logiq e9 Xdclear 2.0	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Kit Manipolo 4" (100mm)	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Endoscan Smartxide	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
HI-SCAN DOT + RF SMARTXIDE - Dermatologia	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
APPLICATORE VLR 90°	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
MICROMANIPOLATORE EASYSPO	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
HI-SCAN CHIRURGICO SMARTXIDE - Gruppo aggancio a slitta ZEISS Finespot	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Biosolve Resolve Scanning probe Microscope - Premium	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Biosolve Resolve AFM TopView Optics	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Advanced Ramp Scripting & Ramp and Hold for Bioscope Resolve	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
3 PC High Performance	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Licenza d'Uso software LIFESTRING - area radiodiagnostica e radioterapia	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione

Laboratorio di Genetica predittiva, di Diagnostica mini-invasiva e di Terapia Laser-Assistita. (socio Marrelli Health)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
SMARTXIDE C80 H Completo di Manipolo Dermatologico	Da acquistare		Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
Aspirafumi Viro VAC VV220	Da acquistare		Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
Manipolo Dentale con TIP A 105° E 120° Completo	Da acquistare		Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
HISCAN VLR SMARTXIDE CON APPL 380° E VULVARE	Da acquistare		Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
MICROMANIPOLATORE EASYSPOOT HIBRID 0°	Da acquistare		Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione



Modulo DIODO 980um 50W	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
Scanner Trios 3 Mono - Pod	Da acquistare		Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
Sequenziatore NGS MiSeqDX - Liquid Handler - TERMOCICLATORE Veriti™ 96 - Bioanalyzer System senza PC + Accessori vari	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Arco a C - Vision RFD	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con	Eliminato in seguito a rimodulazione




			rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	
Sistema Ossigenoterapia umidificata - Arvio2 completo di accessori	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
Sterilizzatrice V-PRO 60	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
N.1 Sistema di Videodermatoscopia HS 1000	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
N.1 Autoclave MELAG 40B+ Premium EVO - N.1 Autoclave MELAG CLINIKLAVE 45 + Accessori	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione
Zeiss Microscopio Extaro 300 Premium - Corpo Ottico Extaro - Stativo Mobile e Accessori	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione

Laboratorio di immunoistochimica (socio Tecnologica)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
SCANNER LEICA APERIO LV1 - Eslide manager 12.3	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Stazione per Fish Microscopio Motorizzato - Cytovision	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
Modulo SW KATYO	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione
IMMUNOCOLORATORE BOND - III	Da acquistare		Eliminato con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	Eliminato in seguito a rimodulazione



Laboratorio di Controllo, Test e prog.- Biolab (socio Tecnologica)				
Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
N. 4 Work Station completi di accessori	Da acquistare		Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	



Fresatore 350I IMES I CORE e Accessori	Da acquistare		Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Stampante 3D Laser Form 2 Formlabs	Da acquistare		Variato costo con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	


Fresatore DMU 40eVolution	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
N. 1 Fresatore - CNC 350i PRO PLUS Imes Icore	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
Compressore Aria Mod. DRB 50/10	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022	Eliminato in seguito a rimodulazione

<p>SCANNER STRAUMANN CARES SERIE 7</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
<p>STAMPANTE STRAUMANN P-40 BY RAPIDSHAPE</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
<p>SHERAFash-light Plus</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
<p>Licenza Software VERIMA CT 1.0</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>

Laboratorio di Biotecnologie (GALASCREEN)

Principali Strumenti/Attrezzature	Stato progetto	Breve descrizione attrezzatura	Variazione	Esito verifica in loco
MICROPLATE BUNDLE + Z306 CENTRIFUGE+ C0036-16 MICROP	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
QS3 0,2ML QPCR SYSTEM, LAPTOP EACH	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	
BREVETTO GALASTIK	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	NA
MARCHIO GALA	Da acquistare		Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019	NA

<p>ARMADIO FRIGORIFERO INOX STATICO 340 LT</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
<p>ARMADIO FRIGORIFERO INOX STATICO 340 LT</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	

<p>ARMADIO CONGELATORE EVAPORATORE A RIPIANI 340 LT</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019</p>	
<p>QS3 0,2ML QPCR SYSTEM, LAPTOP EACH</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 7582 del 01/08/2019 ed ELIMINATO con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	<p>Eliminato in seguito a rimodulazione</p>
<p>Ultracongelatore CryoCube®</p>	<p>Da acquistare</p>		<p>Aggiunto con rimodulazione Protocollo Fincalabra n° 4030 del 22/07/2022</p>	